

塑柄采血针

TWIST-OFF BLOOD LANCETS




一次性末梢采血针

超细三斜面针尖通用设计适合大多数采血设备。

Ultra-fine tri-bevel needle tip Universal design fits most lancing device.

型号	规格	穿刺深度	颜色	有效期 (年)
21G	0.8mm	1.8mm	淡蓝	5
23G	0.6mm	1.8mm	湖蓝	5
26G	0.45mm	1.8mm	绿色	5
28G	0.36mm	1.8mm	深蓝	5
30G	0.32mm	1.8mm	紫色	5
31G	0.27mm	1.8mm	粉色	5

60x40x70mm



BLOOD LANCETS

200BOXESX 100PCS

CE 0197

STERILE R



G.W.: 14 KGS
N.W.: 13 KGS
MEAS: 43.5X32X31CM

证书编号:

Certificate No.: 0086318

执照登记号 (Irradiation License No): 91320582743739332H

顾客: 淮安市和宁医疗器械有限公司

Customer: HUIAN HENING MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD



辐照证明书

CERTIFICATE OF IRRADIATION

编号: HK/QG-8.2-04

版本A/0

产品名称 Product	包装规格 (厘米) Dimension (cm)	产品批号 Product Lot No.	数量 Qty.	毛重 (公斤) G.W. (kg)
采血针 以下为空白	—	251025	50 万支	—

张家港市中核华康辐照有限公司兹证明以上所列的所有产品 (同制造商描述) 在放射量测定系统精度和准确度的使用范围内接受到如下剂量。Zhangjiagang Municipal CNNC Huakang Radiation Co.,LTD certifies that the products listed above cascaded by the Manufacturer receiver the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed (本公司已通过 TUV 认证) (The company has been certified by TUV) 剂量计测量系统的总不确定度为5%

辐照批号 Irradiation Lot No.	25111503	辐照完成日期和时间 Irradiation finished at (date&time)	20251116
顾客要求最低吸收量 Specified minimum dose	19.5 kGy	实际最低吸收剂量 Minimum absorbed dose	22.3 kGy
顾客要求最高吸收量 Specified maximum dose	35 kGy	实际最高吸收剂量 Maximum absorbed dose	23.1 kGy
剂量计型号及批号 Dosimeter type & batch	20250118	张家港市中核华康辐照有限公司 Zhangjiagang Municipal CNNC Huakang Radiation Co.,LTD 地址 (ADD): 张家港市凤凰镇西张创业路 88 号 No. 88, Chuangye Road, Fenghuang Town, Zhangjiagang City 电话 (Tel) 0512-58451200 传真 (Fax) 0512-58455118 邮编 (PC) 215614	
检验员/日期: Inspected by:	沈少明 20251116		
批准人/日期: Approved by:	20251116		
本证明书的影印件无效		The copy of this certificate is invalid	



Huaian Hening Medical Instruments Co.,Ltd

6th WEST HONGDOU ROAD ECONOMIC AND TECHNOLOGICALDEVELOPMENT
ZONE, HUAIAN CHINA

Certificate of Quality Analysis

Sample :Twist off lancets		Lot#:251124			
Quantity. 200000PCS		Standard applied:Q/320809CTD001-2009			
Inspection Ends:The above products are qualified for EXWORKS					
INSPECTION ITEM		TECHNICAL DAMANDS		TESTING RESULT	
Quantity Certificate		Stainless steel SUS304		pass	
		PE handle		pass	
Hardness of needle		≥450HV		pass	
Puncture force		≤0. 8N		pass	
Combination force		>1. 6N		pass	
Roughness		≤0. 8um		pass	
Needle tip		straight, in middle		pass	
Size		L:32±1. 5mm		pass	
		D:0. 36±0. 01mm		pass	
Plastic handle		Consistent in color, no flash		pass	
		Leak or blister should be avaiiable		pass	
Manufacturer date:24. 11. 2025					
Sterilization date:251129					
Expiry date:28. 11. 2030					
Conclusion:this batch of twist top lancet has passed the quality examination					
Date:2025-11-24		Tested by :Zhengcan Da		Approved by. Rugang Da	

